

CONTRÔLE POROSITE

Mesures relevées	Mini	Maxi	Excellent	Bon	Moyen	Faible	Réformé
Extrados	>200"	>1000"	X				
Intradcs	>200"	>500"	X				

Test Porosité OK

RESISTANCE SUSPENTES

Kg	Minimum toléré	Résistance	TEST
Suspente A1	Dynema	nc	OK
Suspente AG1	80	105	OK

RESISTANCE TISSUS

Test Résistance OK > 1Kg

CALAGE ET SYMETRIE

MESURES RELEVÉES (mm) / origine						APRES CORRECTIONS				
A	B	C	ST	BR	LIGNE	A	B	C	ST	BR
-34	-40	-40	-42	-37	DROITE	-34	-34	-34	-34	-34
-38	-42	-46	-49	-45	GAUCHE	-34	-34	-34	-34	-34

CALAGE : OK SYMETRIE : OK

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :

Correction du calage et de la symétrie.
Changement de la suspente AG1 droite (test rupture)
Changement des drisses de freins.
Pose d'une pastille ripstop intrados droit

Neuve très bon bon moyen faible Aile réformée



Votre parapente vient d'être manipulé, il sort d'une voilerie. Il est donc indispensable d'effectuer un gonflage sur le plat avant le premier vol. Attention, sachez que ce présent document vous informe sur l'état de votre voile au jour de sa révision mais ne peut donner aucune information sur l'évolution de son vieillissement futur.